

ProCube™

カイコ-バキュロウイルス発現系を用いた
リコンビナントタンパク質生産サービス



保証型タンパク質受託生産 ProCube™ Wシリーズ

量保証



ProCube™ Wシリーズでは、研究者の皆さまからお問合せの多いタンパク質を量保証でご提供します。

量保証型ラインナップ サービスの特性上、製造ロットにより純度、濃度などは変動します。

Fc受容体
recombinant human FCGR2A
recombinant human FCGR2B/2C
recombinant human FCGR3A
recombinant human FCGR3B

サイトカイン
recombinant human TNF α

例) FCGR2A



サービス概要

当社保有の遺伝子を用い、ご希望のタンパク質を発現させるサービスです。

タンパク質	量	純度	濃度	納品物	納期	形状	備考
Fc受容体	500 μ g	85%以上	50 μ g/mL以上	50 μ g/本×10本 データシート	2週間～	液状凍結品	C末端 FLAGタグ付与
サイトカイン	1 mg	85%以上	50 μ g/mL以上	100 μ g/本×10本 データシート	2週間～	液状凍結品	N末端 FLAGタグ付与

ProCube™サービス製品は遺伝子組換え生物等の第二種使用等に該当します。

お問合せはこちらまで：
シスメックス株式会社

E-mail procube.japan@sysmex.co.jp
Web <http://procube.sysmex.co.jp/>

Webで活性測定データや
データシート例をご紹介

